



MODE D'EMPLOI RAPIDE

TABLE DES MATIÈRES

- I. PRÉREQUIS
- II. INSTALLATION
- III. PREMIER LANCEMENT
- IV. UTILISATION AVEC KI'BASE
- V. CONTACT

I. Prérequis

KI'Base « Patient-Pad » est un logiciel gratuit, développé à partir de Filemaker Advanced 13, destiné à être utilisé sur « Ipad ».

Avant de commencer, il vous faut :

- Un « Ipad 2 » au minimum (non testé sur l'ipad 1).
- L'app « FileMaker go 13 » (gratuite).
- Le logiciel KI'Base V1.1 minimum.

NB : L'utilisation du logiciel peut paraître complexe mais vous verrez que ce n'est pas le cas en situation réelle, la plupart des démarches qui vont suivre sont à effectuer une seule fois.

II. Installation

1. Commencez par télécharger « FileMaker Go 13 » sur votre Ipad depuis l'Apple store.
2. Transférez « KibasePatientPad.fmp12 » sur votre Ipad.

Le plus simple est d'envoyer un mail sur votre Ipad avec le fichier « KibasePatientPad.fmp12 » en pièce-jointe.

3. Ouvrez le mail depuis votre Ipad et cliquez sur le fichier joint puis cliquez sur « FileMaker Go 13 » (ce choix vous sera automatiquement proposé après avoir cliqué sur la pièce-jointe). « KI'Base Patient-Pad » est maintenant installé sur votre Ipad et vous pourrez le lancer depuis « FileMaker Go ».

ATTENTION :

Votre Ipad est à la portée de vos patients, pensez à limiter son utilisation grâce au menu « Restrictions » accessible depuis « Réglages »/ « Généralités »/ « Restrictions ».

Pensez également à retirer le mode « veille » et munissez-vous d'un système antivol pour Ipad.

III. Premier lancement

Pour lancer « KI'Base Patient-Pad » il suffit de cliquer sur « FileMaker Go » puis de choisir « KibasePatientPad ».

Au premier démarrage, cliquez sur la clé à mollette située en bas à droite puis identifiez-vous :

Utilisateur : **Kibase**

Mot de passe : **intranetchiro**

Indiquez l'adresse mail ou « KI'Base Patient-Pad » doit envoyer la fiche complété par votre patient.

RAPPEL : « KI'Base Patient-Pad » va permettre à vos nouveaux patients de compléter leur propre fiche depuis la salle d'attente.

Une fois la dernière étape validée sur l'Ipad, le logiciel enverra la fiche en pièce-jointe dans une boîte mail. Vous pourrez ensuite récupérer la pièce-jointe grâce à « KI'Base ».

ATTENTION : Votre boîte mail doit être sécurisée, les données de vos patients étant confidentiels.

IV. Utilisation avec KIBASE

Lorsqu'un patient aura entré une fiche sur « KI'Base Patient-Pad » vous recevrez dans votre boîte mail un courriel avec une pièce jointe.

1. Enregistrez cette pièce-jointe sur votre « bureau » (par exemple)
2. Depuis KI'Base, cliquez sur « Importer un patient (Patient Pad)
3. Dans « afficher » ou « type de fichier », choisissez « Classeur Excel (.xlsx)
4. Sélectionnez la pièce jointe puis ouvrir.

La nouvelle fiche du patient est créée !

V. Contact

KIBASE – Antoine CELLIER

49 rue de l'eden – 73170 YENNE

Site internet : www.kibase.fr

Page Facebook privée: <https://www.facebook.com/groups/Kibase/>

N° d'immatriculation : 491 341 053 R.C.S. CHAMBERY